

SCHEDA TECNICA MINIPHOR TS



Descrizione MINIPHOR TS è in grado di eseguire in automatico i seguenti test:

- Sieroproteine
- Emoglobine
- Lipoproteine
- Proteine urinarie

È possibile inoltre creare e personalizzare ulteriori test, come il multi-frazionamento delle proteine sieriche.

MINIPHOR TS utilizza supporti di acetato di cellulosa che vengono gestite dallo strumento in modo completamente automatico.

Il database dei pazienti è archiviato su un computer interno. Il numero di pazienti memorizzabili nell'archivio è di circa 20.000.

E' comunque possibile trasferire l'archivio su un'unità di memoria esterna collegandola all'apposita porta USB.

**Caratteristiche
generali**

- | | |
|---|--|
| – Tensione di alimentazione: | 110/230 V 50Hz |
| – Potenza assorbita: | 250 W max |
| – Gestione dei reagenti | automatica |
| – Tampone e colorante: | recuperate alla fine della sessione di lavoro |
| – Lavaggio del circuito della fluidica: | automatico alla fine della sessione di lavoro |
| – Alimentatore di migrazione: | tensione reg.(90V-300V) e corrente reg. (2mA-30mA) |
| – Supporti utilizzati | acetato di cellulosa |
| – Dimensioni (WxHxP): | 39x38.5x28.5 cm |
| – Peso: | 13 Kg |